

THD CREAM

HEMORRHOIDS treatment adjuvant

ЛИСТОВКА

Предназначение

Медицинското изделие THD Cream е адювант за лечение на хемороидални заболявания и свързани симптоми, като усещане за болка, парене и сърбеж. Той намаляване възпалението и подпомага възстановяването на оптимални физиологични условия, съдействайки за възстановяването на аналния епител.

Описание

Медицинското изделие THD Cream се състои от гел крем, в туби от 30 ml и два апликатора за туби, съдържащи се във всяка опаковка. Кремът има хидратиращи, омекотяващи, смазващи, филмогенни, успокояващи и защитни свойства. Кремът създава филм върху хеморoidите, който предпазва третираната зона и създава благоприятна среда за заздравяване и възпрепятства бактериално проникване. Мазната част от състава помага за смазване на третираната зона и улеснява отделянето на фекалиите, като по този начин намалява стреса върху възпалената област, като допълнително допринася за намаляване на болката по време на дефекация. Естествените активни съставки допринасят за бързото възстановяване на благосъстоянието, като спомагат за възстановяването на оптимални физиологични условия, а също така съдържат флавоноиди, чието антиоксидантно действие спомага за подобряване на микроциркулацията в целевата зона.

НЕ съдържа: кортизон, местни анестетици, оцветител и никел.

CE
1936

Дозировка и инструкции за употреба

Препоръчва се едно приложение на ден, по възможност след изхождане. Почистете внимателно зоната, която ще се третира; препоръчва се използването на сапун Deliclin, тъй като той е специално разработен за перианалната област. Отстранете капачката и завийте специалната канюла на апликатора, снабдена със защитна шапка. Отстранете шапката и изцедете малко количество продукт, който при нанасяне върху върха на апликатора ще има смазваща функция. Поставете в ануса и натиснете тубата, за да дозирате достатъчно количество продукт. Извадете тубата и нанесете малко количество продукт върху външната анална кожа. Почистете внимателно канюлата, преди да поставите защитната шапка. Друга възможност е да нанесете продукта с помощта на пръсти в достатъчно количество, за да покриете обилно третираната област и внимателно да масажирате, докато продуктът се абсорбира. Измийте внимателно ръцете след употреба.

Предупреждения и предпазни мерки при употреба

Информирайте Вашия лекар за всяко съвместно приемане на лекарства или други продукти, включително тези, които не изискват рецепта. Понастоящем няма известни противопоказания срещу употребата на компонентите, съдържащи се в THDCream по време на бременност или кърмене, но поради повишено внимание употребата му не се препоръчва по време на бременност или кърмене. Избягвайте контакт с очите. Не поглъщай. Да се пази далеч от деца. Ако симптомите продължават след лечението, моля консултирайте се с Вашия лекар. Не използвайте, ако оригиналната опаковка изглежда повредена или отворена.

Противопоказания

Да не се използва в случай на известна свръхчувствителност към един или повече компоненти на продукта. Употребата, особено продължителната, на продуктите за тематична употреба може да породи явления на чувствителност. Ако се появят някакви неочаквани реакции към лекарството, спрете лечението и се консултирайте с Вашия лекар.

Съхранение и срок на годност

Съхранявайте на сухо и хладно място, далеч от източници на топлина. Срокът на годност е отбелязан върху кутията и тубата и се отнася до продукта, когато се съхранява правилно в непокътната опаковка. Не използвайте след срока на годност. След отваряне продуктът трябва да се използва в рамките на 8 месеца.

Състав

Aqua, hamamelis virginiana leaf water, hydroxyethyl acrylate/sodium acryloyldimethyl taurate copolymer, glycerin, prunus amygdalus dulcis oil, helianthus annuus seed oil, phenoxyethanol, panthenol, phospholipids, polysorbate 60, sorbitan isostearate, boswellia serrata resin extract, microcrystalline cellulose, ethylhexylglycerin, escin, tocopherol, sodium carboxymethyl beta-glucan, trisodium ethylenediamine disuccinate, beta-sitosterol, ruscus aculeatus root extract, silica, sodium hydroxide.

REF. 830022

30 ml туба
с анални апликатори

МЕДИЦИНСКО ИЗДЕЛИЕ

THD S.p.A – Via Industria, 1 - 42015 Correggio (RE)
– Italy – Tel. +390522634343 Fax +390522693552
email: sales@thdlab.com
www.thdlab.com

БГ дистрибутор: 0877 113 117; 0877 464 777



www.ipmedical.bg